



ASEPTO A VAP

Lotion désinfectante fraîche et rapide pour appareils de vaporisation fine de désinfectants. Sans aldéhyde et destiné à une application sur les mains, ce produit est spécifique à cette application. Active en 30 secondes sur les virus enveloppés (grippaux, coronavirus et influenza), bactéries, levures et champignons, elle s'adresse à tous et s'utilise quotidiennement. ECO-LABEL.

Référence Emballage

106645 BB5L



Densité	COV%	pH
0.83	76.0	

Domaine d'utilisation

L'ASEPTO A VAP est une formulation désinfectante destinée à une application fréquente et répétitive sur les mains.

Elle s'adresse à tous et peut être utilisé journalièrement.

L'ASEPTO A VAP est indispensable dans tous les domaines suivants où des appareils de vaporisation fine sont installés:

- santé publique comme hôpitaux, cabinets médicaux, homes, jardins d'enfants, crèches, ...
- laboratoires, cuisines, cantines, restaurants, ...
- collectivités et autres services de l'Etat.
- administration et services tertiaires.
- industries, bâtiments, garages, ...

Mode d'emploi

Dosage conseillé

1 dose de 3ml d'ASEPTO A (ne pas diluer) à vaporiser pour chaque application de désinfection des mains.

Utilisation recommandée

A l'aide d'un appareil de vaporisation fine de désinfectants.

En raison de son côté inflammable, ne traiter que des surfaces réduites et non-chaudes.

Les surfaces traitées doivent rester humides pendant toute la durée d'action.

Etapas préconisées

Lors de l'application sur les mains, on prendra soin de l'enduire même sous les ongles et jusqu'aux poignets.

Il sèche rapidement et ne nécessite pas de rinçage.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition : Alcool éthylique, agents hydratant, essence parfumée, colorant, eau déminéralisée.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

L'ASEPTO A VAP peut être utilisé quotidiennement.

A la concentration de 100% (pur), l'ASEPTO A VAP est actif sur :

- les bactéries standards qui incluent les Salmonelles, Listéria et Campylobacter (30 secondes de temps de contact)
- les mycobactéries (60 secondes de temps de contact)
- les champignons (levures) (30 secondes de temps de contact)
- les virus enveloppés, p ex. virus de la grippe, Coronavirus ou Influenza (30 secondes de temps de contact)

Préalablement à son utilisation, il est recommandé d'effectuer un nettoyage soigné des mains avec l'un des savons de la gamme Ideal Chemic.

Info / Confo / Homolog

Dangers utilisateurs: Produit inflammable. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Irritant sur plaies ouvertes.

Biocides destinés à l'hygiène humaine (TP1). Autorisation fédérale N° CHZN6231. Substances actives = Ethanol > 70%.

Attestation : conforme à la Décision de portée générale (page 1497, point 3) de la Confédération Suisse (<https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/1495.pdf>).

Pour professionnels et privés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH): 07 07 04

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.